

PRODUKTDATABLAD

Nasalsonde, ENFit med guidewire

Medicina Nasalsonde med guidewire anvendes til patienter med behov for sondeernæring i en kort periode. Sonden anlægges i ventriklen.

Medicina Nasalsonde er ENFit-kompatibel og udstyret med afstandsmarkeringer samt en røntgenfast stribe.



Materialer:	Fremstillet i polyurethan. Fri for latex, ftalater og PVC.
Indikation:	Anvendes til patienter med behov for sondeernæring i en kort periode.
Klassifikation:	Ila
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Holdbar i 5 år fra sterilisation. Anvendes i op til 60 dage.
Bortskaffelse:	Bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123583	Medicina	Nasalsonde, ENFit med guidewire, 85 cm	FR 6	æske á 25 stk.	NGP6/85L
1123585	Medicina	Nasalsonde, ENFit med guidewire, 75 cm	FR 8	æske á 25 stk.	NGP8/75L
1123586	Medicina	Nasalsonde, ENFit med guidewire, 120 cm	FR 8	æske á 25 stk.	NGP8/120L
1123588	Medicina	Nasalsonde, ENFit med guidewire, 85 cm	FR 10	æske á 25 stk.	NGP10/85L
1123589	Medicina	Nasalsonde, ENFit med guidewire, 120 cm	FR 10	æske á 25 stk.	NGP8/120L
1123590	Medicina	Nasalsonde, ENFit med guidewire, 120 cm	FR 12	æske á 25 stk.	NGP12/120L
1123591	Medicina	Nasalsonde, ENFit med guidewire, 120 cm	FR 14	æske á 25 stk.	NGP14/120L

For sundhedsfagligt personale